

Duramax shine Aço Inox

SET.2022



FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADES

A Linha Duramax Shine é a solução para o segmento de revitalização, reforma e preservação de superfícies. **DURAMAX SHINE AÇO INOX** é um revestimento revolucionário com nanotecnologia embarcada que revitaliza, impermeabiliza e recupera a originalidade da superfície metálica. Suas nanopartículas cobrem facilmente as impressões digitais e a maioria das manchas da superfície do aço e do cromado, causando um efeito anti-aderente a essas marcas de dedos e gordura. São hidro e óleo repelente, repelem maresia, manchas domésticas e até ácidos leves (ácido úrico das mãos e urina animal), produtos alcalinos e vapores corrosivos prolongando a vida útil, diminuindo muito a corrosão, ferrugem e mantendo a aparência de novo. A sua nanotecnologia embarcada recupera, mantém o aspecto e aparência de novo.

MODO DE USAR

- É indispensável fazer testes preliminares no local de aplicação do produto. Pronto para uso. Não diluir.
- Com uma espuma aplicar uma leve camada de Duramax Shine Aço Inox até aparência ideal.
- Após 10 minutos remova o excesso com um pano de micro fibra seco e limpo.
- Esperar secagem por aprox. 4 horas para o uso. Duramax Shine Aço Inox deixará uma camada protetiva de longa duração e fácil manutenção diária com pano úmido somente.
- Reaplicar quando necessário sem restrições.

DURABILIDADE

Duramax Shine Aço Inox tem durabilidade média de 3 meses.

INFORMAÇÃO

Não deixar embalagem aberta e nem o produto em contato com o ar após aplicação. (30 minutos exposto ao ar, ele solidifica.)

COMPOSIÇÃO

Compostos à base de titânio e outros nanômetros.

RENDIMENTO

10 ml = 1 m².

VALIDADE

Validade por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se em embalagem não aberta.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas (0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia.

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CÓDIGOS EAN/DUN

20 ML

EAN: 7899870103071
DUN: 17899870103078

50 ML

EAN: 7899870103088
DUN: 17899870103085

250 ML

EAN: 7899870103187
DUN: 17899870103184

EMBALAGEM

CP 3354 20 ML

UNITÁRIA 20 ML:
25 x 25 x 70 mm
CAIXA MASTER 20 ML (12 unidades):
280 x 210 x 320 mm
PESO: 0,35kg

CP 3355 50 ML

UNITÁRIA 50 ML:
30 x 30 x 85 mm
CAIXA MASTER 50 ML (12 unidades):
280 x 210 x 320 mm
PESO: 0,70kg

CP 3367 250 ML

UNITÁRIA 250 ML:
175 x 50 x 50 mm
CAIXA MASTER 250 ML (5 unidades):
280 x 210 x 325 mm
PESO: 1,35kg

CLASSIFICAÇÃO

NCM: 38.099.390
Produto Saneante Notificado na Anvisa nº **O produto não é passível de registro/notificação na Anvisa**



Rua Rio Piquiri, 820
Jd. Weissópolis Pinhais/PR
CEP 83 322-010
Fone: (41) 3667-3942
CNPJ 26.606.385/0001-29
sac@nano4you.com.br

www.nano4you.com.br